

NEW Optimierte Farbpalette



Z-CAD® HTL

hoch transluzentes Zirkonoxid mit
höchster Festigkeit

Z-CAD® HTL erfüllt hohe ästhetische Ansprüche im Front- und Seitenzahnbereich.

Z-CAD® HTL Ronden sind als neu entwickelte Farben A1-D4, vergleichbar zum *Vita classical A1-D4®-Farb-system, verfügbar. Für die Individualisierung von weißen Einheiten wird Z-CAD® HTL Liquid mit der Tauch- und Pinselinfiltration empfohlen.

Z-CAD® Liquid HTL

Die Färbeliquide Z-CAD® Liquid HTL sind gebrauchsfertige Tauchliquide auf Wasserbasis, entwickelt für das Einfärben weißer Z-CAD® HTL Zirkonoxid Ronden der Firma Metoxit AG mittels Tauchen oder Bemalen. Die Färbeliquide dringen tief in die ungesinterte Arbeit ein und färben diese homogen durch.

*VITA classical A1 - D4® ist eine eingetragene Marke der VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG in Bad Säckingen.